


MRT-Laryngoskope
MRI-Laryngoscope



THM
MEDIZINTECHNIK




MR-Kompatibel bis zu 3.0 Tesla
MRI-Compatible up to 3.0 Tesla

THM-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf
Tel. + 49 451 / 499 42 56
Fax + 49 451 / 499 41 57



info@thm-medizintechnik.de
www.thm-medizintechnik.de
www.operationstische.eu

MRT-Laryngoskope MRI-Laryngoscope



THM
MEDIZINTECHNIK

Macintosh



Bestellnr. Order No.	Spatelgr. Blade Size	Länge (A) Length (A)	Höhe (B) Height (B)	Breite distales Ende Distal width
136-MR-3220	Mac 0	81mm	13.5mm	9mm
136-MR-3221	Mac 1	92mm	16mm	11.5mm
136-MR-3222	Mac 2	114mm	16mm	14mm
136-MR-3223	Mac 3	132.5mm	19mm	14mm
136-MR-3224	Mac 4	157mm	19.5mm	14mm
136-MR-3225	Mac 5	173.5mm	14mm	14mm

THM-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Tel. + 49 451 / 499 42 56


Fax + 49 451 / 499 41 57

info@thm-medizintechnik.de

www.thm-medizintechnik.de



www.operationstische.eu

MRT-Laryngoskope MRI-Laryngoscope



THM
MEDIZINTECHNIK

Miller



Bestellnr. Order No.	Spatelgr. Blade Size	Länge (A) Length (A)	Höhe (B) Height (B)	Breite distales Ende Distal width
136-MR-32400	Miller 00	67mm	12mm	11.5mm
136-MR-3240	Miller 0	76mm	12mm	11.5mm
136-MR-3241	Miller 1	100mm	12mm	11.5mm
136-MR-3242	Miller 2	148mm	13.5mm	13mm
136-MR-3243	Miller 3	189mm	13.5mm	13mm
136-MR-3244	Miller 4	207.5mm	13.5mm	13mm

THM-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Tel. + 49 451 / 499 42 56


Fax + 49 451 / 499 41 57

info@thm-medizintechnik.de

www.thm-medizintechnik.de



www.operationstische.eu

MRT-Laryngoskope MRI-Laryngoscope



THM
MEDIZINTECHNIK

American Mac



Bestellnr. Order No.	Spatelgr. Blade Size	Länge (A) Length (A)	Höhe (B) Height (B)	Breite distales Ende Distal width
136-MR-32A0	A.Mac 0	83mm	15mm	9.5mm
136-MR-32A1	A.Mac 1	91mm	15mm	9.5mm
136-MR-32A2	A.Mac 2	111.5mm	19.5mm	12.5mm
136-MR-32A3	A.Mac 3	134mm	24mm	14.5mm
136-MR-32A4	A.Mac 4	161mm	24mm	15mm

THM-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Tel. + 49 451 / 499 42 56


Fax + 49 451 / 499 41 57

info@thm-medizintechnik.de

www.thm-medizintechnik.de

www.operationstische.eu

MRT-Laryngoskope MRI-Laryngoscope



THM
MEDIZINTECHNIK

Stellen sie sich ihr individuelles Set, nach ihren Wünschen, zusammen.

Jedes Set besteht aus einem Handgriff (136-MR-325H9), einer MRT-kompatiblen Batterie (136-MR-BAT) und den gewünschten Spateln.

Oder wählen Sie einfach unser Standardset 136-MR:

- 1 x Handgriff
- 1 x MRT-kompatible Batterie
- Je 1 x Miller 0 & 1
- Je 1 x Macintosh 2,3 & 5



136-MR

Alle Spatel sind wiederverwendbar. Auf Wunsch können alle Spatel auch als Einwegspatel geliefert werden.



Beispielbild für Set nach Kundenwunsch

THM-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Tel. + 49 451 / 499 42 56

Fax + 49 451 / 499 41 57

info@thm-medizintechnik.de

www.thm-medizintechnik.de

www.operationstische.eu