

# MRT- Rollstuhl

## 4500-MR



7 Tesla



### Modellbeschreibung

MRT- Rollstuhl für den Einsatz in jeder MRT- Umgebung. Der MRT Rollstuhl kann bis zu einer Feldstärke von 7.0 Tesla eingesetzt werden. Der antimagnetische Rollstuhl lässt sich mit einer Hand zusammenfalten und platzsparend in jeder Praxis verstauen. Alle vier Rollen sind einzeln feststellbar und erlauben dem Patienten ein sicheres umsteigen. Die Armauflagen lassen sich komplett versenken, so dass die Patienten bequem von der Seite einsteigen können.

### Abmessungen / Technische Daten

- Höhe: 965 mm
- Breite: 675 mm
- Breite gefaltet: 405 mm
- Breite Sitzfläche: 475 mm
- Tiefe: 1130 mm
- Rollendurchmesser Vorderräder: 125 mm
- Rollendurchmesser Hinterräder: 315 mm
- Feststellbremse an beiden Hinterrädern
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Farbe des Rahmens: RAL 5015
- Farbe der Sitzfläche: Grau

# MRT- Rollstuhl

## 4500-MR



**THM**  
MEDIZINTECHNIK

### Farbauswahl

Gegen einen geringen Aufpreis kann als Option eine **Sonderfarbe** für das Fahrgestell gewählt werden.

