

MRT Transportstuhl 4505-MR



Modellbeschreibung

Transportstuhl für den Einsatz im MRT-Bereich mit Polsterstiz, Arm- und Rückenpolstern. Der Rollendurchmesser beträgt 100 mm, beidseitig schwenkbare Armlehnen, Fußstütze, Sicherheitsbügel und Schiebegriff.

Abmessungen

Länge: 685 mm
Breite: 555 mm
Höhe: 1120 mm

Sitzhöhe: 565 mm
Sitzbreite: 440 mm
Sitztiefe: 450 mm

Gewicht: 30 kg

PU- Polster

Die Polster (Rücken, Sitz und Armlehnen) bestehen aus PU- Schaum. Hervorragende Materialeigenschaften und ein hoher Komfort zeichnen den Intergralschaum aus. Sie können bei den Polstern aus vier verschiedenen Farben frei wählen:



laguna graphit blau kobalt

Artikelnummer: 4505-MR