

Kipp- Stehtisch für Durchleuchtung SO 6210



Spezifikationen

Länge ohne Fußablage / Beinextension:	156cm
Länge mit Fußablage / Beinextension:	196cm
Breite (Gesamt):	99cm
Höhe inkl. Polsterauflage (Min.):	50cm
Höhe inkl. Polsterauflage (Max.):	130cm
Durchleuchtungsfähiger Bereich ohne Fußablage / Beinextension (Länge):	156cm
Durchleuchtungsfähiger Bereich mit Fußablage / Beinextension (Länge):	196cm
Max. Patientengewicht:	250kg
Elektrischer Anschluss: 230V 24V DC Output	
Entspricht der EMK (Elektromagnetische Kompatibilität) entsprechend IEC 60601. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen.	



Ein vielseitiger Untersuchungstisch für den C-Bogen-Einsatz

Der SO 6210 Durchleuchtungstisch bietet dem Untersucher die Möglichkeit den Patienten in stehender, sitzender oder suspine Position zu behandeln. Eine einfache Verstellung durch Handschalter bietet den schnellen Wechsel von stehend zu sitzend und in die suspine Position an. Das macht ihn ideal für die Behandlung von Patienten jeden Alters. Das Einzigartige Design, entsprechend einer freischwebenden Treppe, eröffnet dem Anwender anterior/posterior, laterale und schräge Bildgebung ohne Einschränkungen. Zur Sicherheit ist der SO 6210 mit einem Akku ausgerüstet um im Falle eines Stromausfalles kurzfristig weiter betrieben werden zu können. Die überaus gute C-Bogen-Zugänglichkeit und die weitreichenden Verstell Möglichkeiten machen ihn zum idealen Tisch für jede Durchleuchtungsprozedur.

Bestmögliche Patientenpositionierung

- Drei Motoren erlauben eine einzigartige Positionierung / Zugangsmöglichkeiten.
- Strahlendurchlässige Sitz- und Rückenplatte aus Carbon gewährleisten eine gute Durchleuchtbarkeit von Kopf bis zu den Zehen.
- Vier einzeln bremsbare, leichtläufige Doppelrollen bieten eine leichte Manövrierbarkeit des Tisches.

Zubehör

Handschalter	SO 524-6356
Kunststoff Trichter mit Ablauf	SO 524-6325-9
Halterung für Armauflage (1 Stk.)	SO 524-6338-4
Armauflage	SO-524-6021-6
Halterung für Beinhalter (2 Stk.)	SO-524-6338
Beinhalter (2 Stk.)	SO-524-6336-4
Herausziehbare Fußstützen	SO-524-6331
Seitenschiene (1 Stk.)	SO-524-6329